

## Evolsin® Nasenpflaster

Die EVOLSIN® NASENPFLASTER sind ein dermatologisch getestetes Medizinprodukt zur Linderung von Problemen, die durch die Verstopfung der Nasenschleimhaut verursacht werden. Es hilft das Atmen zu erleichtern und reduziert das Schnarchen.

### PRODUKTINFORMATIONEN:

- Frei von pharmazeutischen Wirkstoffen
- Erweitert die Nasenhöhlen
- Erleichtert das Atmen
- Hilft bei der Reduzierung des Schnarchens
- Hypoallergen (inkl. des Klebstoffs)
- Frei von PVC
- Einzeln verpackte Pflaster

## Evolsin® Nasal Strips

The EVOLSIN® NASAL STRIPS are a dermatologically tested medical device for the relief of problems caused by nasal congestion. It helps to ease breathing and reduces snoring.

### PRODUCT INFORMATION:

- Free from active pharmaceutical ingredients
- Widens the nasal cavities
- Facilitates breathing
- Helps reduce snoring
- Hypoallergenic (including the adhesive)
- Free from PVC
- Individually wrapped strips

## Bandelettes Nasales Evolsin®

Les BANDELETTES NASDALES EVOLSIN® sont un dispositif médical testé dermatologiquement pour soulager les problèmes causés par la congestion de la muqueuse nasale. Il aide à faciliter la respiration et réduit les ronflements.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

- Sans ingrédients pharmaceutiques actifs
- dilate les fosses nasales

### ANWENDUNG

Das Pflaster vor dem Schlafengehen, tagsüber oder vor sportlichen Aktivitäten aufkleben.

1. Um einen optimalen Halt des Pflaster zu erreichen empfehlen wir Ihre Nasenoberfläche vor dem Aufkleben zu reinigen und im Anschluß abzutrocknen.
2. Entnehmen Sie dann das Pflaster aus der Verpackung und entfernen die Schutzhülle.
3. Kleben Sie das Pflaster über die Nase und drücken Sie es einige Sekunden an die Nasenoberfläche um eine perfekte Haftung zu erreichen.

### WARNHINWEISE

- Nicht auf gereizter Haut anwenden.
- Nicht länger als 12 Stunden am Tag verwenden.
- Bei Hautreizungen sofort entfernen.
- Nicht bei Kindern unter 5 Jahren anwenden.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Bei schwerwiegenden Vorfällen dem Hersteller und zuständigen Behörden melden.

### APPLICATION

Apply the strips before going to bed, during the day or before sports activities.

1. In order to achieve an optimal hold of the strip, we recommend that you clean the surface of your nose before applying it and dry it afterwards.
2. Remove the strip from the packaging and take off the protective cover.
3. Place the strip over your nose and press it against the surface of your nose for a few seconds to ensure perfect adhesion.

### WARNINGS

- Do not use on irritated skin.
- Do not use for more than 12 hours a day.
- Remove immediately if skin irritation occurs.
- Do not use on children under 5 years of age.
- For external use only.
- In case of serious incidents, report to the manufacturer and competent authorities.

- Facilite la respiration
- Aide à réduire les ronflements
- Hypoallergénique (y compris l'adhésif)
- Sans PVC
- Patches emballés individuellement

### APPLICATION

Appliquer les bandelettes avant le coucher, pendant la journée ou avant une activité sportive.

1. Afin d'obtenir une tenue optimale de la bande, nous vous recommandons de nettoyer la surface de votre nez avant de l'appliquer et de la sécher ensuite.

2. Retirez la bande de son emballage et enlevez la protection.
3. Placez la bande sur votre nez et pressez-la contre la surface de votre nez pendant quelques secondes pour assurer une parfaite adhérence.

#### AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser le patch sur une peau irritée.

ES

## Tiras Nasales Evolsin®

Los TIRAS NASALES EVOLSIN® son un dispositivo médico dermatológicamente probado para el alivio de los problemas causados por la congestión nasal. Ayuda a facilitar la respiración y reduce los ronquidos.

#### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO:

- No contiene activos farmacéuticos
- Dilata las fosas nasales
- Facilita la respiración
- Ayuda a reducir los ronquidos
- Hipoalergénico (incluido el adhesivo)
- No contiene PVC
- Envasado individualmente

IT

## Cerotti Nasali Evolsin®

I CEROTTI NASALI EVOLSIN® sono un prodotto medico dermatologicamente testato per alleviare i problemi causati dalla congestione nasale. Aiuta a facilitare la respirazione e a ridurre il russare.

#### INFORMAZIONI SUL PODOTTO:

- Privo di principi attivi farmaceutici
- Dilata le cavità nasali
- Facilita il respiro
- Aiuta a ridurre il russare
- Ipoallergenico (compreso l'adesivo)
- Privo di PVC
- Cerotti avvolti singolarmente

- Ne pas utiliser plus de 12 heures par jour.
- Cesser immédiatement l'utilisation en cas d'irritation de la peau.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 5 ans.
- Pour usage externe uniquement.
- En cas d'incidents graves, signalez-le au fabricant et à l'autorité compétente.

#### UTILIZACIÓN

Aplicar el apósito antes de acostarse, durante el día o antes de practicar deporte.

1. Para conseguir una óptima fijación del remedio, le recomendamos que limpie la superficie de la nariz antes de aplicarlo y que la seque después.
2. Saque el remedio del envase y retire la funda protectora.
3. Coloque el parche sobre la nariz y presiónelo contra la superficie nasal durante unos segundos para asegurar una perfecta adherencia.

#### ADVERTENCIAS

- No utilizar el apósito sobre la piel irritada
- No utilizar el producto durante más de 12 horas al día
- Dejar de usarlo inmediatamente en caso de irritaciones cutáneas
- No utilizar en niños menores de 5 años
- Solo para uso externo
- En caso de que se produzcan incidentes graves, informar al fabricante y a la autoridad competente.

#### APPLICAZIONE

Applicare il cerotto prima di andare a letto, durante le ore diurne o prima dell'attività sportiva.

1. Per ottenere una tenuta ottimale del cerotto, si consiglia di pulire la superficie del naso prima di applicarlo e di asciugarlo successivamente.
2. Rimuovere il cerotto dalla confezione e togliere la protezione.
3. Posizionare il cerotto sul naso e premere.
3. Posizionare il cerotto sul naso e premerlo contro la superficie del naso per alcuni secondi per garantire una perfetta adesione.

#### AVVERTENZE

- Non utilizzare il cerotto su cute irritata.
- Non utilizzare per più di 12 ore al giorno.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di irritazioni cutanee.
- Non utilizzare su bambini di età inferiore ai 5 anni.
- Solo per uso esterno.
- In caso di incidenti gravi, segnalarli al produttore e all'autorità competente.



Manufacturer / Produttore / Fabricant / Fabricante /  
Hersteller:

EUROSIREL S.p.A.

Viale Europa, 30

20047 Cusago (Mi) Italy

Distributed by / Distribuito da / Distribué par / Distribuido por /

Vertrieb durch:

Evolsin medical UG,

Schlehenweg 7,

61267 Neu-Anspach, Germany

Questions?: [info@evolsin-medical.com](mailto:info@evolsin-medical.com)

[www.evolsin-medical.com](http://www.evolsin-medical.com)



PZN 18875035

MD

REF

CNT590295